

WATERFLOSSER

Model: SK-CYQ-D

INHOUD

1. Belangrijke veiligheidsinstructies
 2. Productomschrijving
 3. Eerste gebruik
 4. Reiniging en onderhoud
 5. Garantiekaart
-

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsels te beperken:

Waarschuwing

- Voedingsstekker: DC 5V – 1A/2A.
Sluit dit toestel niet aan op een spanningsbron die verschilt van de opgegeven spanning op het apparaat of de oplader.
- Gebruik dit product niet indien het snoer of de stekker beschadigd is, het toestel niet correct werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Hou dit apparaat uit de buurt van vuur of hete oppervlakken.
- Dompel de oplader nooit onder in water of een andere vloeistof. Raak de oplader niet aan met natte handen.
- Koppel de voedingsstekker en oplaadkabel los vóór gebruik.
- Controleer het snoer van de oplader op schade vóór het eerste gebruik en tijdens de levensduur van het toestel.

- Houd toezicht wanneer het toestel gebruikt wordt door kinderen jonger dan 6 jaar of door personen met een beperking.
- Gebruik het niet indien u wondjes heeft in de mond of op de tong.
- Richt de waterstraal nooit onder de tong, in de oren, neus of andere gevoelige zones. Een te hoge druk kan schade veroorzaken.

Let op:

- Gebruik enkel zoals voorgeschreven door uw tandarts of mondhygiënist.
- Gebruik het toestel niet zonder dat het mondstuk correct geplaatst is.
- Steek nooit vreemde voorwerpen in de openingen van het toestel.
- Het toestel kan worden gebruikt met mondspoeling. Voeg geen jodium, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe aan het waterreservoir.
- Zorg ervoor dat het mondstuk zich dicht bij de tanden bevindt alvorens het toestel in te schakelen.
- Het openen of demonteren van het toestel maakt de garantie ongeldig. Voor herstellingen, neem contact op met de klantendienst.
- Gebruik het toestel niet zonder water in het reservoir.
- Haal de oplader uit het stopcontact zodra de batterij volledig is opgeladen.
- Gebruik dit product enkel voor mondhygiënische doeleinden.
- Indien u het toestel voor een langere periode (meer dan zes maanden) opbergt, laad het dan volledig op vóór het opbergen.
- Het toestel blijft waterdicht, zelfs zonder het stofdopje.
- Breng het toestel naar een erkend recyclagepunt wanneer de batterij versleten is.

2. Productomschrijving

Onderdelen:

- Vergrendelknop voor mondstuk

- Mondstuk
- Stofdop / Type-C-aansluiting
- Aan/uit-knop
- Modusknop
- Modusindicatorlampje
- Bedrijfsindicatorlampje
- Waterreservoir
- Waterinlaat / opbergvak voor mondstukken

Types mondstukken (niet allemaal inbegrepen):

- Klassieke straaltip – Algemene reiniging
- Plaque Seeker Tip – Voor implantaten, kronen, bruggen, retentiesystemen
- Orthodontische tip – Voor beugels
- Pik Pocket Tip – Voor tandvleeszakjes en moeilijk bereikbare plaatsen
- Tongreiniger – Voor een frissere adem

Technische gegevens:

- Model: SK-CYQ-D
- Batterij: 1100 mAh / 3,7V
- Nominale spanning/vermogen: 5V / 8W
- Waterdichtheid: IPX7
- Laadtijd: ca. 2–3 uur
- Gebruikstijd: ca. 70 minuten
- Modi: Pulse / Zacht / Normaal / Krachtig
- Inhoud reservoir: 300 ml

- Gewicht: 260 g ± 5 g
 - Afmetingen: 69 × 76 × 215 mm
-

3. Eerste gebruik

Opladen:

- Zorg ervoor dat uw handen en het toestel droog zijn.
- Open het bovenste stofkapje om lucht te laten ontsnappen.
- Open het siliconen dopje en steek de Type-C kabel in de aansluiting. Sluit aan op een geschikte voedingsbron (niet meegeleverd).
- Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 2 à 3 uur en laat u toe het toestel ongeveer 70 minuten te gebruiken (in zachte modus).
- Het indicatielampje wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Mondstuk plaatsen en verwijderen:

- Neem het mondstuk uit de verpakking.
- Steek het in de bovenkant van het toestel tot u een klik hoort.
- Om het mondstuk te verwijderen: druk op de ontgrendelknop en trek het eruit.
- Handig voor op reis: het mondstuk kan worden opgeborgen in het reservoir.
⚠ **LET OP:** Druk niet op de knop om het mondstuk te verwijderen terwijl het toestel werkt.

Reservoir vullen:

- Open het klepje van het reservoir en houd het toestel rechtop. Vul met zuiver water.

Opmerkingen:

- Voeg geen tandpasta, zout, bleekmiddel of vaste stoffen toe.
- U mag mondspoelmiddel gebruiken. Spoel het toestel nadien goed door door het reservoir deels te vullen met warm water en het toestel te laten werken tot het leeg is.

Gebruik:

- Druk op de aan-/uitknop om te starten of te stoppen. Het toestel begint zacht gedurende 3 seconden voor een comfortabele opstart.
- Gebruik de modusknop om de druk aan te passen.
Begin met de zachte modus en verhoog naargelang uw voorkeur:
 - **Pulse-modus:** Variërende druk, geschikt voor beginners.
 - **Zachte modus:** Voor gevoelige tanden en tandvlees.
 - **Normale modus:** Voor dagelijkse verwijdering van etensresten.
 - **Krachtige modus:** Voor hardnekkige vlekken en tandplak.

Aanbevolen gebruikstechniek:

- Buig voorover boven de wastafel, plaats het mondstuk in de mond en richt naar de tandvleesrand.
- Houd de lippen licht gesloten om spatten te vermijden, en laat het water vrij in de wastafel lopen.
- Begin achteraan en werk naar de voorkant van het gebit. Glijd langs de tandvleesrand en pauzeer kort tussen de tanden.
- Houd het toestel rechtop tijdens gebruik.
- Schakel na gebruik uit en giet overtollig water uit het reservoir.

Opmerking:

- Licht tandvleesbloeden is normaal bij het eerste gebruik en verdwijnt meestal binnen 1 tot 2 weken.
- Duw het mondstuk niet hard tegen tanden of tandvlees.

4. Reiniging en onderhoud

- Schakel het toestel na elk gebruik uit en leeg het reservoir.

Waterreservoir demonteren:

- Houd met één hand het toestel vast en met de andere het reservoir.
- Draai tegen de klok in en trek naar beneden om het reservoir te verwijderen.

Opbergen van mondstukken:

- De mondstukken kunnen opgeborgen worden in het reservoir.
- Haal het mondstuk na gebruik uit het toestel en plaats het terug in het reservoir.

Garantiekaart:

Hartelijk dank voor de aankoop van onze waterflosser. Bewaar deze kaart zorgvuldig.

1. Dit product geniet van één jaar garantie.
2. Voor een garantieaanvraag moet de klant het originele aankoopbewijs voorleggen als bewijs van de aankoopdatum en, indien gevraagd, het volledige toestel retourneren.
3. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - Aankopen via niet-erkende online verkopers
 - Schade of defecten veroorzaakt door onbevoegd openen of demonteren
 - Schade of defecten ten gevolge van een val
 - Defecten veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik
 - Herstellingen uitgevoerd door niet-erkende dienstverleners