



Zahnaufhellungsset

WIE FUNKTIONIERT ES?

Unser Easy Smile Whitening-Gerät verwendet eine innovative blaue LED-Lichttechnologie. Die blauen Strahlen reagieren mit dem Whitening-Gel und entfernen effektiv Verfärbungen von der Zahnoberfläche. Das Mundstück wurde auf Basis technischer Studien entwickelt und ist besonders weich gestaltet.

Das Easy Smile Kit ist angenehm in der Anwendung und verursacht während der Aufhellung kein Unbehagen. Wenn man auf das Mundstück beißt, passt es perfekt und bedeckt alle Zähne.

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, ist es wichtig zu verstehen, wie das Produkt funktioniert und welche Schritte zu befolgen sind. Lesen Sie daher die Anleitung sorgfältig vor der Anwendung durch.

ANWENDUNGSGEBIETE

Das Whitening-Gel ist ideal zur Entfernung von:
Kaffee Flecken, Tabakverfärbungen, genetisch bedingten Verfärbungen,
Tetracyclinverfärbungen, Farbstoffen in Lebensmitteln, Altersverfärbungen und anderen Ursachen von Zahnverfärbungen.

LAGERUNG

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. An einem kühlen Ort lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Spülen Sie das Mundstück und den Mund gründlich vor der Anwendung.

Stellen Sie sich vor einen Spiegel und vergleichen Sie Ihre Zahnfarbe mit der Farbskala, um die Ausgangsfarbe festzustellen.

Drehen Sie den Stift, bis das Gel in das Bürstchen fließt. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Gel auf alle Zähne im Ober- und Unterkiefer auf. Verwenden Sie nicht zu viel Gel (0,5 ml – 0,7 ml pro Anwendung). Mehr Gel führt nicht zu einem besseren oder

schnelleren Ergebnis.

Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit dem Zahnfleisch oder der Innenseite der Lippen. Falls das Gel versehentlich mit dem Zahnfleisch in Berührung kommt, keine Sorge: Das brennende Gefühl verschwindet innerhalb weniger Minuten.

Spülen Sie anschließend mit Wasser aus.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Anwendung vollständig aufgeladen ist. Platzieren Sie das Mundstück im Mund, beißen Sie darauf und halten Sie die Taste gedrückt, um das LED-Licht einzuschalten. Atmen Sie tief durch, um die Speichelproduktion zu reduzieren (überschüssiger Speichel verdünnt das Gel).

Das Gerät schaltet sich nach 16 Minuten automatisch ab. Entfernen Sie das Mundstück, spülen Sie es und den Mund mit Wasser aus und vergleichen Sie Ihre Zähne erneut mit der Farbskala.

Vermeiden Sie es, in den 30 Minuten nach der Behandlung zu essen oder zu trinken (außer Wasser).

VISUELLE GEBRAUCHSANWEISUNG (Illustrationen):



Mund vor der Anwendung
ausspülen



Gel mit dem Stift auf alle
Zähne auftragen



Mundstück einsetzen, darauf
beißen und LED-Licht



16 Minuten warten, um die
Behandlung abzuschließen



Mund mit Wasser ausspülen



Mundstück reinigen und den
Gelstift mit der Kappe
verschließen

HINWEISE

- Spülen Sie den Mund gründlich aus, trocknen Sie die Zähne vollständig ab und tragen Sie das Gel gleichmäßig auf.
 - Überschüssiger Speichel kann die Wirkung des Gels beeinträchtigen.
 - Jeder Mensch hat unterschiedliche Zähne. Eine leichte Empfindlichkeit ist normal. Bei Unbehagen kann ein desensibilisierendes Gel helfen.
 - Bei starker Empfindlichkeit die Anwendungsdauer verkürzen oder die Anwendung sofort beenden.
 - Tragen Sie das Gel nicht direkt auf das Zahnfleisch oder die Innenseite der Lippen auf.
 - Falls das Gel versehentlich auf Haut oder Kleidung gelangt, sofort abspülen.
 - Verschließen Sie den Gelstift nach jeder Anwendung mit der Kappe, um das Verdampfen der Wirkstoffe zu verhindern.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Verwenden Sie das Whitening-Produkt nicht mehr als 4-mal pro Woche.
-

INHALTSSTOFFE

Sorbitol, Wasser, Phthalimidoperoxypropionsäure (PAP), Propylenglykol, Glycerin, Kaliumnitrat, PEG-8, Hydroxylapatit, Cellulosegummi, Hydroxyethylcellulose, Xanthan-Gummi, Natriumsaccharin, Menthol, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Blatt-Extrakt, Kamillenextrakt, Granatapfelextrakt, Natriumbicarbonat, Propylparaben.

ANMERKUNGEN

- Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
- Ladestatus: Das Easy Smile-Mundstück blinkt während des Ladevorgangs.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Die Lebensdauer des Whiteners beträgt ca. 24 Monate.