

Dispositivo di depilazione IPL

Per uso domestico

Istruzioni per l'uso

Pagina 1

1. Consigli di sicurezza

Per la tua sicurezza, il dispositivo non è adatto nei seguenti casi:

- Hai una malattia della pelle diagnosticata.
- Soffri di patologie cutanee come allergie, eczema, dermatite o scottature solari.
- Sei fotosensibile.
- Hai epilessia.
- Sei incinta, stai allattando o hai il ciclo mestruale.
- Hai impianti medici (consulta le avvertenze specifiche).
- Hai problemi cardiaci.
- Hai o hai avuto tumori cutanei.
- Hai materiali artificiali impiantati, protesi estetiche o plastica sotto la pelle.

2. Introduzione al prodotto

2.1 Contenuto della confezione:

Unità principale, alimentatore, certificato di garanzia, manuale d'uso.

2.2 Descrizione del dispositivo:

[Immagine del dispositivo]

Pagina 2

3. Specifiche tecniche

Parametro	Specifica
Tipo di lampada	Lampada al quarzo a xenon
Fonte luminosa	IPL (Luce Pulsata Intensa)
Frequenza di lampeggio	1,5 – 3,5 secondi per lampeggio
Lunghezza d'onda	≥ 510 nm
Livelli di energia	5 livelli regolabili
Alimentatore	AC 100–240V~ 50/60Hz
Uscita	DC 12V 3A o 12V 1.5A (a seconda del modello)
Potenza	36W o 18W
Temperatura operativa	5°C – 30°C
Temperatura di stoccaggio	0°C – 50°C
Umidità operativa	Umidità relativa 30%–60%
Umidità di stoccaggio	Umidità relativa 10%–90%

4. Funzioni del dispositivo

- Ringiovanimento della pelle
- Rimozione dei peli

Questo prodotto può essere utilizzato per: la crescita eccessiva di peli come quelli sul labbro superiore, peli delle ascelle, peli sul corpo e sugli arti, peli sulla fronte, ecc. Il nostro dispositivo IPL per la rimozione dei peli è adatto a persone con capelli neri o scuri.

Non è adatto a chi ha capelli bianchi, grigi o biondi (consultare la tabella di contrasto dei colori qui sotto).

Pagina 3

5. Istruzioni per l'uso

- Pulisci la pelle e rade la zona da trattare.
- Posiziona il dispositivo perpendicolarmente (90°) in modo che la finestra sia a completo contatto con la pelle.

- Premi il pulsante di accensione – si accenderanno le spie LED.
- Seleziona il livello di intensità adeguato (da 1 a 5) in base al tipo di pelle e sensibilità.
- Quando il dispositivo è pronto, la spia LED resta accesa fissa – premi il pulsante di lampeggio per emettere un impulso luminoso.
- Se la luce lampeggia, significa che il dispositivo non è ben aderente alla pelle – correggi la posizione.

Nota:

Il dispositivo funziona solo se la finestra è a contatto completo con la pelle.

Luce lampeggiante = nessun contatto.

Luce fissa = dispositivo pronto.

Pagina 4

6. Programma per la rimozione dei peli

- Settimane 1–4: una volta a settimana
- Dal 5° settimana: ogni due settimane
- Dal 3° mese: una volta al mese o secondo necessità

Tipologia di pelle e colore dei peli

[Tabella con tipi di pelle e colori dei peli]

Il dispositivo **NON È** adatto per pelli molto scure o peli molto chiari (bianchi, biondi, rossi) poiché l'efficacia è limitata.

Avvertenze:

Le pelli scure assorbono più luce, aumentando il rischio di irritazioni o ustioni.

Non usare su tatuaggi, nei, macchie scure o lentiggini.

Pagina 5

7. Note sull'uso

7.1 Usa il pulsante di lampeggio solo con la finestra in completo contatto con la pelle.

7.2 Non attivare il lampeggio nell'aria.

- 7.3 Non ripetere i lampeggi nello stesso punto più di 1–2 volte.
- 7.4 Evita di usarlo su pelle danneggiata o sensibile.
- 7.5 Mantieni almeno 2 secondi di intervallo tra lampeggi nello stesso punto.
- 7.6 Segui il programma di trattamento consigliato.

Attenzione:

Ogni zona cutanea può reagire diversamente.
Effettua sempre un test allergico su una piccola zona prima dell'uso.
Il lampeggio può causare una leggera sensazione di calore o formicolio.

Pagina 6

8. Avvertenze

- 8.1 Non spruzzare alcol sulla finestra di emissione.
 - 8.2 Non usare detergenti chimici aggressivi.
 - 8.3 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - 8.4 Non usare in ambienti umidi (es. bagno).
 - 8.5 Non usare vicino a viso o occhi.
 - 8.6 Non guardare direttamente la luce.
 - 8.7 Non ostruire le prese d'aria. Questo può causare il surriscaldamento del prodotto.
 - 8.8 Pulisci la finestra solo con un panno morbido e asciutto.
 - 8.9 Prima dell'uso, testa sempre il dispositivo su una piccola zona di pelle.
 - 8.10 Assicurati che la pelle sia pulita e asciutta.
-

Pagina 7

- 8.11 Non usare su pelle umida o se la crema non è completamente assorbita.
 - 8.12 Dopo il trattamento, applica una crema solare.
 - 8.13 Non usare in caso di scottature solari.
 - 8.14 Evita tatuaggi, nei e macchie scure.
 - 8.15 Puoi coprire macchie scure con un cerotto bianco.
 - 8.16 Non usare su labbra, capezzoli o zone genitali.
 - 8.17 In caso di irritazione cutanea, interrompi immediatamente l'uso e consulta un medico.
 - 8.18 Conserva il dispositivo in un luogo asciutto, pulito e fresco.
-

Pagina 8

9. Avvertenze aggiuntive

- 9.1 Non lavare la finestra con acqua.
- 9.2 Non toccare la finestra subito dopo l'uso, potrebbe essere calda.
- 9.3 Non ostruire le prese d'aria.
- 9.4 Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
- 9.5 Uso esclusivamente per uso domestico.
- 9.6 Non usare il dispositivo se danneggiato.
- 9.7 Non usare cavi o alimentatori danneggiati.
- 9.8 Non aprire né tentare di riparare il dispositivo autonomamente.