

IDROPULITORE ORALE

Modello: SK-CYQ-D

INDICE

1. Avvertenze di sicurezza importanti
 2. Descrizione del prodotto
 3. Prima dell'uso
 4. Pulizia e manutenzione
 5. Scheda di garanzia
-

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

1. Avvertenze di sicurezza importanti

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni:

⚠ Avvertenza

- Alimentatore: DC 5V – 1A/2A.
Non collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata sull'apparecchio o sul caricabatterie.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina è danneggiato, se non funziona correttamente, o se è caduto o è stato danneggiato.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere o superfici calde.
- Non immergere mai il caricabatterie in acqua o altri liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate.
- Scollegare l'alimentatore e il cavo di ricarica prima dell'uso.
- Controllare il cavo del caricatore per eventuali danni prima del primo utilizzo e regolarmente durante la vita del prodotto.

- Sorvegliare l'uso da parte di bambini sotto i 6 anni o persone con disabilità.
- Non usare in presenza di ferite nella bocca o sulla lingua.
- Non dirigere il getto d'acqua sotto la lingua, nelle orecchie, nel naso o in altre aree sensibili. La pressione potrebbe causare lesioni.

Attenzione:

- Utilizzare solo come raccomandato dal dentista o dall'igienista dentale.
- Non utilizzare il dispositivo senza aver correttamente installato la testina.
- Non inserire oggetti estranei nelle aperture del dispositivo.
- Può essere utilizzato con collutori. Non aggiungere iodio, candeggina o sostanze insolubili nel serbatoio.
- Assicurarsi che la testina sia posizionata vicino ai denti prima di accendere il dispositivo.
- Aprire o smontare il dispositivo invalida la garanzia. Per assistenza, contattare il servizio clienti.
- Non usare il dispositivo senza acqua nel serbatoio.
- Scollegare il caricatore dalla presa una volta completata la ricarica.
- Utilizzare solo per la pulizia orale.
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per più di sei mesi, caricarlo completamente prima di riporlo.
- Il dispositivo resta impermeabile anche senza tappo antipolvere.
- Smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio autorizzato quando la batteria è esaurita.

2. Descrizione del prodotto

Componenti:

- Pulsante di rilascio dell'ugello

- Ugello
- Tappo antipolvere / Porta Type-C
- Pulsante accensione/spegnimento
- Pulsante modalità
- Indicatore della modalità
- Spia di funzionamento
- Serbatoio dell'acqua
- Ingresso dell'acqua / vano porta-ugelli

Tipi di ugelli (non tutti inclusi):

- Punta a getto classico – Pulizia generale
- Punta Plaque Seeker – Per impianti, corone, ponti, apparecchi
- Punta ortodontica – Per apparecchi dentali
- Punta Pik Pocket – Per tasche parodontali e zone difficili
- Raschietto per lingua – Per un alito più fresco

Dati tecnici:

- Modello: SK-CYQ-D
- Batteria: 1100 mAh / 3,7V
- Tensione/potenza: 5V / 8W
- Impermeabilità: IPX7
- Tempo di ricarica: circa 2–3 ore
- Durata d'uso: circa 70 minuti
- Modalità: Pulse / Delicata / Normale / Intensa
- Capacità del serbatoio: 300 ml

- Peso: 260 g ± 5 g
 - Dimensioni: 69 × 76 × 215 mm
-

3. Prima dell'uso

Ricarica:

- Assicurarsi che le mani e il dispositivo siano asciutti.
- Aprire il tappo superiore per far uscire l'aria interna.
- Aprire il tappo in silicone, inserire il cavo Type-C e collegarlo a un alimentatore adeguato (non incluso).
- Una ricarica completa dura circa 2–3 ore e consente un uso fino a 70 minuti (in modalità delicata).
- L'indicatore diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Inserimento e rimozione dell'ugello:

- Estrarre l'ugello dalla confezione.
- Inserirlo nella parte superiore del dispositivo fino a sentirne il clic.
- Per rimuoverlo, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente.
- Ideale per i viaggi: l'ugello può essere riposto nel serbatoio.
⚠ **ATTENZIONE:** Non premere il pulsante di rilascio durante il funzionamento.

Riempimento del serbatoio:

- Aprire lo sportellino e tenere il dispositivo in posizione verticale. Riempire con acqua pulita.

Note:

- Non aggiungere dentifricio, sale, candeggina o sostanze solide.
- È possibile utilizzare collutorio. Dopo l'uso, risciacquare bene riempiendo il serbatoio con acqua calda e lasciando funzionare il dispositivo fino allo svuotamento.

Uso:

- Premere il pulsante di accensione per avviare o interrompere l'uso. Il dispositivo ha un avvio graduale di 3 secondi per un comfort ottimale.
- Usare il pulsante modalità per regolare la pressione.
Si consiglia di iniziare con la modalità delicata, aumentando a piacere:
 - **Modalità Pulse:** Getto variabile, ideale per principianti
 - **Modalità Delicata:** Per gengive e denti sensibili
 - **Modalità Normale:** Pulizia quotidiana dei residui di cibo
 - **Modalità Intensa:** Rimozione efficace di placca e macchie persistenti

Tecnica consigliata:

- Piegarsi sopra il lavandino, inserire l'ugello in bocca e puntarlo verso il bordo gengivale.
- Chiudere leggermente le labbra per evitare schizzi e lasciare che l'acqua defluisca liberamente.
- Iniziare dai denti posteriori e proseguire verso quelli anteriori. Far scorrere l'ugello lungo il bordo gengivale con brevi pause tra i denti.
- Tenere il dispositivo in posizione verticale durante l'uso.
- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e svuotare il serbatoio.

Nota:

- Un leggero sanguinamento gengivale è normale nelle prime settimane e tende a scomparire entro 1–2 settimane.
- Non premere l'ugello con forza contro denti o gengive.

4. Pulizia e manutenzione

- Spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo e svuotare il serbatoio.

Smontaggio del serbatoio:

- Tenere il corpo del dispositivo con una mano e il serbatoio con l'altra.
- Ruotare in senso antiorario e tirare verso il basso per rimuovere.

Conservazione degli ugelli:

- Gli ugelli possono essere conservati nel serbatoio.
- Dopo l'uso, rimuovere l'ugello e riporlo nel serbatoio.

Carta di garanzia:

Grazie per aver acquistato il nostro idropulsore dentale. Si prega di conservare questa carta in un luogo sicuro.

1. Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno.
2. Per richiedere l'assistenza in garanzia, il cliente deve fornire la ricevuta d'acquisto originale come prova della data di acquisto e, se richiesto, restituire il prodotto completo.
3. La garanzia non copre i seguenti casi:
 - Acquisto presso rivenditori online non autorizzati
 - Danni o malfunzionamenti causati da smontaggio non autorizzato
 - Danni o malfunzionamenti dovuti a cadute
 - Malfunzionamenti causati da uso improprio
 - Riparazioni effettuate da centri assistenza non autorizzati