

Tandenbleek set

HOE WERKT HET?

Onze Easy Smile-whitener maakt gebruik van een innovatieve blauwe LED-lichttechnologie. De blauwe straling reageert met de whitening gel en verwijdert effectief vlekken op het tandoppervlak. Het mondstuk is ontworpen op basis van technische studies en is zo zacht mogelijk gemaakt.

Het Easy Smile-kit is comfortabel in gebruik en veroorzaakt geen ongemak tijdens het bleken. Wanneer je op het mondstuk bijt, past het perfect en bedekt het al je tanden. Voordat je begint met de behandeling, is het belangrijk te weten hoe het werkt en welke stappen je moet volgen. Lees daarom de instructies zorgvuldig door vóór gebruik.

TOEPASSINGEN

De whitener is ideaal voor het verwijderen van:
koffievlekken, tabaksvlekken, genetische verkleuringen, tetracycline, kleurstoffen in voedsel, ouderdomsvlekken en andere oorzaken van verkleuring.

OPSLAG

Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren op een koele plaats.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Spoel het mondstuk en de mond grondig vóór gebruik.
2. Kijk in de spiegel en vergelijk je tanden met de kleurenschaal om de beginkleur te bepalen.
3. Draai aan de tandenbleek-gel pen tot er gel in het borsteltje komt. Breng een dun laagje gel gelijkmatig aan op alle tanden, boven en onder. Gebruik niet te veel gel (0,5 ml – 0,7 ml per keer). Meer gel geeft geen beter of sneller resultaat. Vermijd contact van de gel met het tandvlees of de binnenkant van de lippen. Komt de gel per ongeluk op het tandvlees, geen paniek: het branderige gevoel verdwijnt binnen enkele minuten.
Spoel daarna met water.
4. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. Plaats het mondstuk in de mond, bijt erop en houd de knop ingedrukt om het LED-licht in te schakelen. Adem diep in om de speekselproductie te verminderen

(overtollig speeksel verdunt de gel).

5. Het apparaat schakelt automatisch uit na 16 minuten. Verwijder het mondstuk, spoel dit samen met de mond af met water en vergelijk opnieuw je tanden met de kleurenschaal.
6. Eet of drink niets (behalve water) gedurende 30 minuten na de behandeling.

VISUELE GEBRUIKSAANWIJZING (illustraties):



Spoel de mond vóór gebruik



Breng de gel met de pen aan op alle tanden



Plaats het mondstuk, bijt erop en schakel het LED-licht in



Wacht 16 minuten om de behandeling af te ronden



Spoel de mond met water



Reinig het mondstuk en sluit de gelpen af met de dop

HERINNERING

1. Spoel de mond grondig, droog de tanden volledig af en breng de gel gelijkmatig aan.
 2. Overtollig speeksel kan de werking van de gel verminderen.
 3. Iedereen heeft andere tanden. Een licht gevoelige reactie is normaal. Gebruik eventueel een desensitiserende gel bij ongemak.
Bij ernstige gevoeligheid, verminder het gebruik of stop direct.
 4. Breng de gel niet direct aan op het tandvlees of binnenkant van de lippen.
 5. Komt de gel per ongeluk op huid of kleding, spoel onmiddellijk af.
 6. Plaats na gebruik altijd de dop op de gelpen om verdamping van actieve bestanddelen te voorkomen.
 7. Buiten bereik van kinderen bewaren.
 8. Gebruik de whitener niet meer dan 4 keer per week.
-

INGREDIËNTEN

Sorbitol, Water, Phthalimidoperoxyproionic acid (PAP), Propyleenglycol, Glycerine, Kaliumnitraat, PEG-8, Hydroxyapatiet, Cellulosegom, Hydroxyethylcellulose, Xanthaan gom, Natriumsacharine, Menthol, Methylparabeen, Aloe Barbadensis (Aloë Vera) bladextract, Kamille-extract, Granaatappelextract, Natriumbicarbonaat, Propylparabeen.

AANTEKENINGEN

1. De oplaadtijd is ongeveer 2 uur.
2. Oplaadstatus: het Easy Smile-mondstuk knippert tijdens het opladen.
3. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten.
4. De levensduur van de whitener is ongeveer 24 maanden.