

WATERFLOSSER

Model: SK-CYQ-D

INHOUD

1. Belangrijke veiligheidsinstructies
 2. Productomschrijving
 3. Aan de slag
 4. Reiniging en onderhoud
 5. Garantiekaart
-

Lees alle instructies zorgvuldig door vóór gebruik

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel te verminderen:

Waarschuwing

- Voedingsadapter: DC 5V – 1A/2A.
Sluit dit apparaat niet aan op een spanningssysteem dat afwijkt van de opgegeven spanning op het apparaat of de oplader.
- Gebruik dit product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, het niet goed functioneert, of als het is gevallen of beschadigd.
- Houd dit product uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.
- Plaats of dompel de oplader niet in water of andere vloeistoffen. Raak de oplader niet aan met natte handen.
- Koppel de voedingsadapter en oplaadkabel los vóór gebruik.
- Controleer het snoer van de oplader op schade vóór het eerste gebruik en regelmatig tijdens de levensduur van het product.

- Toezicht is vereist wanneer dit product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen jonger dan 6 jaar of mensen met een beperking.
- Gebruik het apparaat niet als je open wonden in je mond of op je tong hebt.
- Spuit geen water onder de tong, in de oren, neus of andere gevoelige gebieden. Hoge waterdruk kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Let op:

- Gebruik alleen zoals geadviseerd door je tandarts of mondhygiënist.
- Gebruik het apparaat niet zonder dat het mondstuk correct is geplaatst.
- Steek geen vreemde voorwerpen in openingen van het apparaat.
- Mondwater mag worden gebruikt met dit apparaat. Voeg geen jodium, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe aan het waterreservoir.
- Zorg ervoor dat het mondstuk dicht bij de tanden wordt gehouden vóór het inschakelen.
- Het openen of demonteren van het apparaat maakt de garantie ongeldig. Neem voor reparatie contact op met de klantenservice.
- Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir.
- Haal de oplader uit het stopcontact zodra de batterij volledig is opgeladen.
- Gebruik dit product uitsluitend voor mondverzorging.
- Als je het apparaat langer dan zes maanden wilt opbergen, laad het dan eerst volledig op.
- Het apparaat blijft waterdicht, zelfs zonder het stofkapje.
- Lever het apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt wanneer de batterij aan het einde van haar levensduur is.

2. Productomschrijving

Onderdelen:

- Mondstukvergrendeling

- Mondstuk
- Stofkapje / Type-C-aansluiting
- Aan-/uitknop
- Modusknop
- Modusindicatorlampje
- Bedrijfsindicatorlampje
- Waterreservoir
- Waterinlaat / opbergvak voor mondstukken

Soorten mondstukken (niet allemaal inbegrepen):

- Klassieke straaltip – Algemene reiniging
- Plaque Seeker Tip – Voor implantaten, kronen, bruggen, beugels
- Orthodontische tip – Voor beugels
- Pik Pocket Tip – Voor parodontale pockets en furcaties
- Tongreiniger – Voor een frissere adem

Belangrijkste specificaties:

- Model: SK-CYQ-D
- Batterij: 1100 mAh / 3,7V
- Nominale spanning/vermogen: 5V / 8W
- Waterdichtheid: IPX7
- Oplaadtijd: ca. 2–3 uur
- Gebruiksduur: ca. 70 minuten
- Modi: Pulse / Soft / Standard / Strong
- Waterreservoir: 300ml

- Gewicht: 260g ± 5g
 - Afmetingen: 69 × 76 × 215 mm
-

3. Aan de slag

Opladen:

- Zorg dat zowel het apparaat als je handen droog zijn.
- Open het bovenste stofkapje om interne lucht te laten ontsnappen.
- Open het siliconen stofdopje en steek de Type-C-oplaadkabel in de aansluiting. Sluit aan op een voedingsadapter (niet meegeleverd).
- Een volledige oplaadbeurt duurt ca. 2–3 uur en gaat ongeveer 70 minuten mee (in zachte modus).
- Het indicatielampje wordt groen wanneer volledig opgeladen.

Mondstuk plaatsen en verwijderen:

- Haal het mondstuk uit de verpakking.
- Plaats het boven in het apparaat tot het hoorbaar klikt.
- Verwijderen: druk op de ontgrendelknop en trek het mondstuk eruit.
- Reisvriendelijk: het mondstuk kan worden opgeborgen in het waterreservoir.
⚠ **LET OP:** Druk niet op de ontgrendelknop terwijl het apparaat werkt.

Reservoir vullen:

- Open het deurtje van het reservoir en houd het apparaat rechtop. Vul met water.

Opmerking:

- Voeg geen tandpasta, zout, bleekmiddel of onoplosbare stoffen toe.
- Mondwater mag worden gebruikt. Spoel het apparaat na gebruik door het reservoir te vullen met warm water en te laten lopen tot het leeg is.

Gebruik:

- Tik op de aan-/uitknop om te starten of stoppen. Een 3-seconden zachte startfunctie is ingeschakeld.
- Gebruik de modusknop om de druk aan te passen.
Begin met de zachte modus en verhoog indien gewenst:
 - **Pulse-modus:** Wisselende druk, geschikt voor beginners.
 - **Zachte modus:** Zachte waterdruk, ideaal voor gevoelige tandvlees.
 - **Standaardmodus:** Dagelijkse reiniging van voedselresten.
 - **Sterke modus:** Verwijdert hardnekkige vlekken en tandplak.

Aanbevolen techniek:

- Leun voorover boven de wasbak, plaats het mondstuk in de mond en richt op de tandvleesrand.
- Sluit de lippen licht om spatten te voorkomen en laat het water in de wasbak stromen.
- Begin bij de achterste tanden en werk naar voren. Beweeg het mondstuk langs de tandvleesrand en pauzeer kort tussen de tanden.
- Houd het apparaat tijdens gebruik rechtop.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en leeg het resterende water.

Opmerking:

- Lichte bloedingen van het tandvlees zijn normaal bij eerste gebruik en verdwijnen meestal binnen 1–2 weken.
- Druk het mondstuk niet hard tegen het tandvlees of de tanden.

4. Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat na elk gebruik uit en maak het reservoir leeg.

Waterreservoir demonteren:

- Houd met één hand het apparaat vast en met de andere hand het reservoir.

- Draai tegen de klok in en trek het reservoir naar beneden om het te verwijderen.

Mondstukken opbergen:

- De mondstukken kunnen in het reservoir worden bewaard.
- Verwijder het mondstuk na gebruik en plaats het terug in het reservoir.

Garantiebewijs:

Bedankt voor de aankoop van onze waterflosser. Bewaar dit garantiebewijs op een veilige plek.

1. Dit product wordt geleverd met één jaar garantie.
2. Voor het indienen van een garantieclaim moet de klant het originele aankoopbewijs overleggen als bewijs van de aankoopdatum en, indien gevraagd, het complete product retourneren.
3. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - Aankopen via niet-geautoriseerde online verkopers
 - Schade of defecten veroorzaakt door onbevoegd openen of demonteren
 - Schade of defecten als gevolg van vallen of stoten
 - Defecten veroorzaakt door onjuist gebruik
 - Reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde serviceverleners