

Kit sbiancante per denti

COME FUNZIONA?

Il nostro sbiancante Easy Smile utilizza un'innovativa tecnologia a luce LED blu. I raggi blu reagiscono con il gel sbiancante e rimuovono efficacemente le macchie dalla superficie dei denti. Il boccaglio è stato progettato sulla base di studi tecnici ed è realizzato per essere il più morbido possibile.

Il kit Easy Smile è comodo da usare e non provoca fastidi durante il trattamento sbiancante. Quando si morde il boccaglio, questo si adatta perfettamente e copre tutti i denti.

Prima di iniziare il trattamento, è importante sapere come funziona e quali passaggi seguire. Leggere quindi attentamente le istruzioni prima dell'uso.

APPLICAZIONI

Lo sbiancante è ideale per rimuovere:

macchie di caffè, macchie di tabacco, discromie genetiche, tetraciclina, coloranti alimentari, macchie dovute all'invecchiamento e altre cause di scolorimento.

CONSERVAZIONE

Non esporre alla luce solare diretta. Conservare in un luogo fresco.

ISTRUZIONI PER L'USO

Sciacquare accuratamente il boccaglio e la bocca prima dell'uso.

Guardarsi allo specchio e confrontare i denti con la scala colori per determinare il colore iniziale.

Ruotare il pennello del gel sbiancante finché il gel non raggiunge le setole. Applicare uno strato sottile e uniforme di gel su tutti i denti, superiori e inferiori. Non utilizzare troppo gel (0,5 ml – 0,7 ml per applicazione). Una quantità maggiore non dà risultati migliori o più rapidi.

Evitare il contatto del gel con le gengive o l'interno delle labbra. Se il gel entra accidentalmente in contatto con le gengive, niente panico: la sensazione di bruciore sparisce entro pochi minuti.

Sciacquare poi con acqua.

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima del primo utilizzo.

Inserire il boccaglio in bocca, morderlo e tenere premuto il pulsante per accendere la luce

LED. Respirare profondamente per ridurre la produzione di saliva (la saliva in eccesso diluisce il gel).

Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 16 minuti. Rimuovere il boccaglio, sciacquarlo insieme alla bocca con acqua e confrontare nuovamente i denti con la scala colori.

Non mangiare o bere nulla (eccetto acqua) per 30 minuti dopo il trattamento.

ISTRUZIONI VISIVE (illustrazioni):



Sciacquare la bocca prima dell'uso



Applicare il gel su tutti i denti con il pennello



Inserire il boccaglio, morderlo e accendere la luce LED



Attendere 16 minuti per completare il trattamento



Sciacquare la bocca con acqua



Pulire il boccaglio e chiudere il pennello con il tappo

PROMEMORIA

1. Sciacquare accuratamente la bocca, asciugare completamente i denti e applicare il gel in modo uniforme.
2. La saliva in eccesso può ridurre l'efficacia del gel.
3. Ogni persona ha denti diversi. Una lieve sensibilità è normale. In caso di disagio, è possibile utilizzare un gel desensibilizzante.
4. In caso di forte sensibilità, ridurre la durata d'uso o interrompere immediatamente.
5. Non applicare il gel direttamente sulle gengive o sull'interno delle labbra.
6. Se il gel entra in contatto con la pelle o i vestiti, risciacquare immediatamente.
7. Chiudere sempre il pennello con il tappo dopo l'uso per evitare l'evaporazione degli ingredienti attivi.
8. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
9. Non utilizzare lo sbiancante più di 4 volte a settimana.

INGREDIENTI

Sorbitolo, Acqua, Acido ftalimidoperossipropionico (PAP), Glicole propilenico, Glicerina, Nitrato di potassio, PEG-8, Idrossiapatite, Gomma di cellulosa, Idrossietilcellulosa, Gomma xantana, Saccarina sodica, Mentolo, Metilparabene, Estratto di foglie di Aloe Barbadensis (Aloe Vera), Estratto di camomilla, Estratto di melagrana, Bicarbonato di sodio, Propilparabene.

NOTE

- Il tempo di ricarica è di circa 2 ore.
 - Stato di ricarica: il boccaglio Easy Smile lampeggia durante la ricarica.
 - Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
 - La durata del prodotto sbiancante è di circa 24 mesi.
-