



Zestaw do wybielania zębów

JAK TO DZIAŁA?

Nasz wybielacz Easy Smile wykorzystuje innowacyjną technologię niebieskiego światła LED. Niebieskie promienie reagują z żelazem wybielającym i skutecznie usuwają przebarwienia z powierzchni zębów. Ustnik został zaprojektowany na podstawie badań technicznych i wykonany tak miękko, jak to możliwe.

Zestaw Easy Smile jest wygodny w użyciu i nie powoduje dyskomfortu podczas wybielania.

Gdy zagryziesz ustnik, idealnie dopasowuje się i zakrywa wszystkie zęby.

Zanim rozpoczniesz zabieg, ważne jest, aby wiedzieć, jak to działa i jakie kroki należy podjąć. Dlatego przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję.

ZASTOSOWANIE

Wybielacz idealnie nadaje się do usuwania:

plam po kawie, przebarwień od tytoniu, przebarwień genetycznych, przebarwień spowodowanych tetracykliną, barwników z żywności, przebarwień związanych z wiekiem oraz innych przyczyn przebarwień.

PRZECHOWYWANIE

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie wypłucz ustnik i jamę ustną.

Spójrz w lustro i porównaj kolor swoich zębów ze skalą kolorów, aby określić kolor początkowy.

Przekręć wybielający długopis z żelazem, aż żel pojawi się na pędzelku. Nałóż cienką warstwę żelazem równomiernie na wszystkie zęby, górne i dolne. Nie używaj zbyt dużej ilości żelazem (0,5 ml – 0,7 ml na jedno użycie). Większa ilość nie daje lepszego ani szybszego efektu.

Unikaj kontaktu żelu z dziąsłami lub wnętrzem warg. Jeśli żel przypadkowo dostanie się na dziąsła – bez paniki: uczucie pieczenia ustępuje po kilku minutach. Następnie wypłucz usta wodą.

Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem. Umieść ustnik w ustach, zagryź go i przytrzymaj przycisk, aby włączyć światło LED. Oddychaj głęboko, aby zmniejszyć produkcję śliny (nadmiar śliny rozcieńcza żel).

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 16 minutach. Wyjmij ustnik, wypłucz go razem z ustami wodą i ponownie porównaj kolor zębów ze skalą kolorów.

Przez 30 minut po zabiegu nie jedz ani nie pij (z wyjątkiem wody).

WIZUALNA INSTRUKCJA (ilustracje):



Wypłucz usta przed użyciem



Nałóż żel pędzelkiem na wszystkie zęby



Włóż ustnik, zagryź go i włącz światło LED



Odczekaj 16 minut, aby zakończyć zabieg



Wypłucz usta wodą



Umyj ustnik i zamknij długopis z żelem nakrętką

PRZYPOMNIENIE

- Dokładnie wypłucz usta, całkowicie osusz zęby i równomiernie nałóż żel.
- Nadmiar śliny może osłabić działanie żelu.
- Każdy ma inne zęby. Lekka nadwrażliwość jest normalna. W razie potrzeby użyj żelu odczulającego.
- W przypadku silnej wrażliwości skróć czas stosowania lub natychmiast przerwij kurację.
- Nie nakładaj żelu bezpośrednio na dziąsła ani na wewnętrzną stronę warg.
- Jeśli żel przypadkowo dostanie się na skórę lub ubranie, natychmiast spłucz.
- Zawsze zamykaj długopis z żelem nakrętką po użyciu, aby zapobiec parowaniu aktywnych składników.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie stosuj wybielacza częściej niż 4 razy w tygodniu.

SKŁADNIKI

Sorbitol, Woda, Kwas ftalimidoperozypropionowy (PAP), Glikol propylenowy, Gliceryna, Azotan potasu, PEG-8, Hydroksyapatyt, Guma celulozowa, Hydroksyetyloceluloza, Guma ksantanowa, Sacharyna sodowa, Mentol, Metyloparaben, Ekstrakt z liści Aloe Barbadensis (Aloes), Ekstrakt z rumianku, Ekstrakt z granatu, Wodorowęglan sodu, Propyloparaben.

UWAGI

- Czas ładowania wynosi około 2 godziny.
- Status ładowania: ustnik Easy Smile miga podczas ładowania.
- Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Żywotność wybielacza wynosi około 24 miesiące.