

IPL-Gerät zur Haarentfernung

Für den Heimgebrauch

Benutzerhandbuch

Seite 1

1. Sicherheitshinweise

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist dieses Gerät **nicht geeignet** für folgende Fälle:

- Sie haben eine bekannte Hautkrankheit.
- Sie leiden an Hautproblemen wie Allergien, Ekzemen, Dermatitis oder Sonnenbrand.
- Sie haben eine Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität).
- Sie leiden an Epilepsie.
- Sie sind schwanger, stillen oder menstruieren gerade.
- Sie tragen medizinische Implantate. (Bitte beachten Sie die entsprechenden Warnhinweise.)
- Sie haben Herzprobleme.
- Sie leiden an Hautkrebs oder hatten Hautkrebs in der Vergangenheit.
- Sie haben künstliche Materialien, ästhetische Implantate oder Kunststoff unter der Haut.

2. Produktübersicht

2.1 Lieferumfang:

Hauptgerät, Netzadapter, Garantiekarte, Benutzerhandbuch.

2.2 Produktbeschreibung:

[Abbildung des Geräts]

Seite 2

3. Technische Daten

Merkmal	Spezifikation
Lampentyp	Xenon-Quarzlampe
Lichtquelle	IPL (Intensiv gepulstes Licht)
Blitzfrequenz	1,5 – 3,5 Sekunden pro Blitz
Wellenlänge	≥ 510 nm
Energiestufen	5 einstellbare Stufen
Netzadapter	AC 100–240V~ 50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 12V 3A oder 12V 1.5A (modellabhängig)
Leistung	36W oder 18W
Betriebstemperatur	5°C bis 30°C
Lagertemperatur	0°C bis 50°C
Betriebsfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit 30%–60%
Lagerfeuchtigkeit	Relative Luftfeuchtigkeit 10%–90%

4. Funktionen

- Hautverjüngung
- Haarentfernung

Dieses Produkt kann verwendet werden bei übermäßigem Haarwuchs, wie z. B. Haaren auf der Oberlippe, Achselhaaren, Körperbehaarung an den Gliedmaßen, Haaren auf der Stirn usw.

Unser IPL-Haarentfernungsgerät ist für Personen mit schwarzem oder dunklem Haar geeignet. Es ist nicht geeignet für weißes, graues oder blondes Haar (bitte beachten Sie die Farbkontrasttabelle unten).

Seite 3

5. Bedienungsanleitung

- Rasieren und reinigen Sie den zu behandelnden Hautbereich gründlich.

- Halten Sie das Gerät senkrecht (90°) zur Haut, sodass das Lichtfenster vollständig aufliegt.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste. Die Kontrollleuchten leuchten auf.
- Wählen Sie eine geeignete Energiestufe (1 bis 5), je nach Hauttyp und Empfindlichkeit.
- Wenn das Gerät einsatzbereit ist, leuchtet die Anzeige konstant. Drücken Sie dann die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen.
- Wenn das Licht blinkt, hat das Fenster keinen vollen Hautkontakt. Positionieren Sie es korrekt.

Hinweis:

- Das Gerät funktioniert nur bei vollständig aufliegendem Fenster.
- Bei blinkendem Licht muss die Position angepasst werden.
- Bei konstantem Licht ist das Gerät einsatzbereit.

Seite 4

6. Haarentfernungsplan

- In den ersten 4 Wochen: 1x pro Woche verwenden
- Ab Woche 5: alle 2 Wochen verwenden
- Ab Monat 3: bei Bedarf (ca. 1x pro Monat)

Geeignete Haut- und Haartypen

[Tabelle mit Hauttypen und Haarfarben]

Nicht geeignet für sehr dunkle Haut oder sehr helle Haare (weiß, blond, rot, grau), da die Wirksamkeit beeinträchtigt ist.

Warnhinweise:

- Dunkle Haut absorbiert mehr Licht und erhöht das Risiko für Hautreizungen oder Verbrennungen.

- Vermeiden Sie die Anwendung auf Tätowierungen, Muttermalen, Sommersprossen oder Pigmentflecken.
-

Seite 5

7. Hinweise zur Anwendung

- 7.1 Drücken Sie die Blitztaste nur, wenn das Fenster vollständig auf der Haut aufliegt.
- 7.2 Aktivieren Sie keinen Blitz in der Luft.
- 7.3 Blitzen Sie nicht mehrfach auf dieselbe Stelle (max. 1–2x pro Behandlung).
- 7.4 Nicht auf verletzter oder empfindlicher Haut anwenden.
- 7.5 Zwischen zwei Lichtimpulsen auf derselben Stelle mindestens 2 Sekunden warten.
- 7.6 Beachten Sie den empfohlenen Behandlungsplan.

Wichtig:

- Verschiedene Hautzonen können unterschiedlich reagieren.
 - Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Hautverträglichkeitstest durch.
 - Es kann ein leichtes Wärmegefühl oder Kribbeln auftreten.
-

Seite 6

8. Warnhinweise

- 8.1 Kein Alkohol direkt auf das Fenster sprühen.
 - 8.2 Nicht mit aggressiven oder chemischen Reinigungsmitteln säubern.
 - 8.3 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - 8.4 Gerät nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
 - 8.5 Nicht im Gesicht oder in Augennähe anwenden.
 - 8.6 Niemals direkt in das Licht schauen.
 - 8.7 Lüftungsschlitze nicht blockieren. Dies kann eine Überhitzung des Geräts verursachen.
 - 8.8 Lichtfenster nur mit trockenem Tuch reinigen.
 - 8.9 Hautverträglichkeit immer zuerst an kleiner Stelle testen.
 - 8.10 Das Fenster sollte sauber, trocken und kühl sein.
-

Seite 7

- 8.11 Gerät nicht auf nasser Haut oder mit noch nicht eingezogener Creme verwenden.
 - 8.12 Nach der Behandlung Sonnenschutzmittel verwenden.
 - 8.13 Nicht bei Sonnenbrand verwenden.
 - 8.14 Tätowierungen, Muttermale oder dunkle Flecken meiden.
 - 8.15 Dunkle Stellen ggf. mit weißem Pflaster abdecken.
 - 8.16 Nicht auf Lippen, Brustwarzen oder Intimbereichen anwenden.
 - 8.17 Bei Hautreaktionen Anwendung sofort abbrechen und Arzt konsultieren.
 - 8.18 Gerät sauber, trocken und geschützt aufbewahren.
-

Seite 8

9. Zusätzliche Warnhinweise

- 9.1 Das Lichtfenster nie mit Wasser reinigen.
 - 9.2 Fenster kann nach dem Gebrauch heiß sein – nicht berühren.
 - 9.3 Lüftung nicht verdecken.
 - 9.4 Nicht in feuchten Räumen aufbewahren.
 - 9.5 Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
 - 9.6 Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
 - 9.7 Netzteil oder Kabel bei Beschädigung nicht mehr benutzen.
 - 9.8 Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren.
-

Seite 9

Vielen Dank, dass Sie sich für unser IPL-System entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um das Gerät sicher und effektiv anzuwenden.

Hinweise:

- Fern von Wärmequellen, starker Magnetstrahlung und direktem Sonnenlicht aufbewahren.
- Kühl und trocken lagern.
- Von Kindern fernhalten.
- Nicht während Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden.

- Nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.

Dieses Handbuch dient nur als Referenz.
